

血小板稀释液说明书

货号：JL-T0209

一、原理：

将血液用稀释液作一定量稀释后，注入计数池在显微镜下计数，然后计算出血液中血小板数。

二、规格：

1×100ml；

三、操作：

- 1、于清洁小试管中加入血小板稀释液 0.38ml。
- 2、自指端或耳垂准确吸取血液 20 μ l，擦去管外附着的血液，置于血小板稀释液内，立即混匀，置室温下 5-10 分钟。
- 3、取上述混匀的血小板悬液加至血球计数池内，静置 5-10 分钟。
- 4、用低倍镜计数左上、左下、右上、右下及中央五个中方格，五个中方格总数乘以 $10^9/L$ 即为每升血小板数。

四、正常参考值：

100-300×10⁹/L。

五、贮存条件：温度 2-10℃，相对湿度 40-75%，避光。

六、有效期：一年。



江莱生物办公地址：上海市宝山区长江南路 180 号长江软件园 B537

销售部电话：400-0066-400

021-60899955

<http://www.jonln.com>

E-mail: laughing.wu@jonln.com