

# 小鼠卵清蛋白特异性 IgG(OVA-sIgG) 酶联免疫吸附测定试剂盒

本试剂盒仅供体外研究使用，不用于临床诊断

## 使 用 说 明 书

- 货号：JL20467
- 规格：96T/48T
- 种属：小鼠
- 检测范围：定性检测
- 保存温度：2-8℃
- 有效期：6个月

## 简介：

卵清蛋白(OVA)是在蛋清中发现的主要蛋白，约占总蛋白的 55%。卵清蛋白与丝氨酸超家族的序列和三维有同源性，但与大多数丝氨酸不同，它不是丝氨酸蛋白酶抑制剂。它有 385 个氨基酸组成，其相对分子质量为 42.7 kDa。卵清蛋白从细胞中分泌出来，以内部信号序列（残基 21-47）为目标，而不是其他分泌蛋白中常见的 N 端信号序列。

## 实验原理：

本试剂盒采用间接法酶联免疫吸附试验（ELISA）。往预先包被有卵清蛋白抗原的微孔中，依次加入样本、阳性对照、阴性对照、HRP 标记的二抗，中间经过温育和洗涤，用底物 TMB 显色，TMB 在过氧化物酶(HRP)的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的小鼠卵清蛋白特异性 IgG(OVA-sIgG)呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度（OD 值），判断样品阴阳性。

**特异性：可检测样本中小鼠 OVA-sIgG，且与其类似物无明显交叉反应。**

## 注意事项:

1. 严格按照规定的时间和温度进行温育以保证准确结果。所有试剂都必须在使用前达到室温 20-25℃。使用后立即冷藏保存试剂。
2. 洗板不正确可能导致不准确的结果。在加入底物前确保尽量吸干孔内液体。温育过程中不要让微孔干燥掉。
3. 消除板底残留的液体和手指印，否则影响 OD 值。
4. 底物显色液应呈无色或很浅的颜色，已经变蓝的底物液不能使用。
5. 避免试剂和标本的交叉污染以免造成错误结果。
6. 在储存和温育时避免强光直接照射。
7. 任何反应试剂不能接触漂白溶剂或漂白溶剂所散发的强烈气体。任何漂白成分都会破坏试剂盒中反应试剂的生物活性。
8. 不能使用过期产品，不同货号和批号组分不得混用。
9. 试剂盒以外来源的重组蛋白可能会出现与本试剂盒抗体不匹配而不被识别的情况。
10. 如果可能传播疾病，所有的样品都应管理好，按照规定的程序处理样品和检测装置。

## 实验所需自备试验器材:

1. 酶标仪 (450nm)
2. 高精度加样器及枪头: 0.5-10uL、5-50uL、20-200uL、200-1000uL
3. 37℃恒温箱
4. 蒸馏水或去离子水

**试剂盒组成:**

名称	96 孔配置	48 孔配置	备注
预包被 96 孔酶标板 Pre-coated Assay Plate	8 孔×12 条	8 孔×6 条	无
阳性对照品 Positive control	2 支	1 支	按说明书进行稀释
阴性对照品 Negative control	2 支	1 支	按说明书进行稀释
通用稀释液 Universal Diluent	2x20mL	1x20mL	无
浓缩 HRP-二抗 HRP-antibody(100×)	120μL	60μL	按说明书进行稀释
20×洗涤液 Wash Buffer (20×)	2x10mL	1x10mL	按说明书进行稀释
底物 (TMB) TMB Substrate	10mL	5mL	无
终止液 Stop Solution	6mL	3mL	无
封板膜 Plate Sealer	4 张	4 张	无
说明书 Instruction Manual	1 份	1 份	无

## 样本处理及要求:

1. **血清:** 将收集于血清分离管的全血标本在室温放置 2 小时或 4℃过夜, 然后 1000×g 离心 20 分钟, 取上清即可, 或将上清置于-20℃或-80℃保存, 但应避免反复冻融。
2. **血浆:** 用 EDTA 或肝素作为抗凝剂采集标本, 并将标本在采集后的 30 分钟内于 2-8℃1000×g 离心 15 分钟, 取上清即可检测, 或将上清置于-20℃或-80℃保存, 但应避免反复冻融。
3. **组织匀浆:** 用预冷的 PBS (0.01M, pH=7.4) 冲洗组织, 去除残留血液 (匀浆中裂解的红细胞会影响测量结果), 称重后将组织剪碎。将剪碎的组织与对应体积的 PBS (一般按 1:9 的重量体积比, 比如 1g 的组织样品对应 9mL 的 PBS, 具体体积可根据实验需要适当调整, 并做好记录。推荐在 PBS 中加入蛋白酶抑制剂) 加入玻璃匀浆器中, 于冰上充分研磨。为了进一步裂解组织细胞, 可以对匀浆液进行超声破碎, 或反复冻融。最后将匀浆液于 5000×g 离心 5~10 分钟, 取上清检测。
4. **细胞培养物上清:** 请 1000×g 离心 20 分钟, 取上清即可检测, 或将上清置于-20℃或-80℃保存, 但应避免反复冻融。
5. **其它生物标本:** 1000×g 离心 20 分钟, 取上清即可检测。
6. **样品外观:** 样品应清澈透明, 悬浮物应离心去除。
7. **样品保存:** 样品收集后若在 1 周内进行检测的可保存于 4℃, 若不能及时检测, 请按一次使用量分装, 冻存于-20℃ (1 个月内检测), 或-80℃ (6 个月内检测), 避免反复冻融, 标本溶血会影响最后检测结果, 因此溶血标本不宜进行此项检测。

## 检测前准备工作:

1. 请提前 10 分钟从冰箱中取出试剂盒, 平衡至室温。
2. **阳性和阴性对照品工作液配制:** 分别加入 1mL 通用稀释液至冻干对照品中, 静置 15 分钟待其完全溶解后轻轻混匀。
3. **HRP-二抗工作液配制:** 使用前 15 分钟将浓缩 HRP-抗体于  $1000\times g$  离心 1 分钟, 以通用稀释液将  $100\times$  浓缩 HRP-抗原稀释成  $1\times$  工作浓度(例:  $10\mu\text{L}$  浓缩液+ $990\mu\text{L}$  通用稀释液), 当日使用。
4.  **$1\times$ 洗涤液配制:** 取 10ml  $20\times$ 洗涤液到 190ml 蒸馏水中 (从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶, 属于正常现象, 可放置室温, 轻摇均匀, 待结晶完全溶解后再配置)。

**操作步骤:**

1. 从室温平衡 10 分钟后的铝箔袋中取出所需板条，剩余板条用自封袋密封放回 4°C。



2. 加样：分别将样品或阳性阴性对照品按照 100 $\mu$ l 每孔加入相应孔中，空白孔加入 100 $\mu$ L 通用稀释液，盖上封板膜后 37°C 温育 1 小时。（建议：将待测样本用通用稀释液最低稀释 1 倍后再加入酶标板内测试，从而减少基质效应对测试结果的误差影响，最后计算样本浓度时需乘以对应的稀释倍数。所有的待测样本和阳性、阴性对照品在检测中建议设立复孔）。



3. 洗板：弃去液体，每孔加入 300 $\mu$ L 1x 洗涤液，静置 1 分钟，甩去洗涤液，吸水纸上拍干，如此重复洗板 3 次（也可用洗板机洗板）。



4. 加二抗：每孔加 100 $\mu$ L 二抗工作液，盖上封板膜后 37°C 温育 30 分钟。



5. 洗板：弃去液体，每孔加入 300 $\mu$ L 1x 洗涤液，静置 1 分钟，甩去洗涤液，吸水纸上拍干，如此重复洗板 5 次（也可用洗板机洗板）。



6. 加底物：每孔加入底物(TMB)90 $\mu$ L，盖上封板膜，37°C 避光温育 15 分钟。



7. 加终止液：每孔加入终止液 50 $\mu$ L，立即在 450nm 波长处测定各孔的 OD 值。

## 实验结果计算：

计算公式：

$$S/P \text{ 值} = \frac{\text{待检样品 OD 值} - \text{阴性对照品平均 OD 值}}{\text{阳性对照品平均 OD 值} - \text{阴性对照品平均 OD 值}}$$

(注：“P”表示阳性对照品；“N”表示阴性对照品；“S”等表示待检样品)

## 判定

1. 试验结果有效的条件是：阳性对照品孔的平均 OD 值 > 0.20，阴性对照品孔的平均 OD 值 < 0.10。
2. 检测样品 S/P 值  $\geq 0.2$  时，判定为阳性样品；检测样品 S/P 值 < 0.2 时，判定为阴性样品。

## 试剂盒性能：

重复性：板内变异系数小于 10%，板间变异系数小于 10%。





**参考文献:**

1. Hu HY, Du HN (April 2000).Journal of Protein Chemistry. 19 (3): 177–83.
2. Gettins PG (December 2002).Chemical Reviews. 102 (12): 4751–804.
3. Li, M., Davey, G. M.,Lew, A. M., Hirst, C., ... & Heath, W. R. (2001).The Journal of Immunology, 166(10), 6099-6103.
4. Kumar, R. K., Herbert, C., & Foster, P. S. (2008)Current drug targets, 9(6), 485-494.
5. Croguennec,T.,Nau,F.,Pezennec,S.,& Brule, G. (2000).Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(10), 4883-4889.



**咨询电话： 400-0066-400**

**传 真： 021-55660885**

**电子邮箱： [shjls@163.com](mailto:shjls@163.com)**

**网 址： [www.jonln.com](http://www.jonln.com)**